



КАТАЛОГ ТОВАРІВ



САЛОНИ | КЛІНІКИ | МАЙСТРИ



+38 (068) 55 171 55
+38 (063) 55 171 55



prosterilsale@gmail.com




МИ МОЖЕМО ВИГОТОВИТИ

індивідуальний розмір та стилістику під твій бренд



[БІЛЬШЕ ДЕТАЛЕЙ](#)



АСОРТИМЕНТ



Пакети для стерилізації, Білі (PKW) 04
(для сухожару та автоклаву)



Пакети для стерилізації, Коричневі (PKB) 05
(для сухожару та автоклаву)



Пакети для стерилізації, Комбіновані (CPW) 06
(для сухожару та автоклаву)



Пакети для стерилізації, Коричневі (SE) 08
(для сухожару)



Пакети для стерилізації, Комбіновані (CE) 07
(для сухожару та автоклаву)



Сухожари та автоклави 09




Все для стерилізації та контролю роботи 10
(рідини, щоденник майстра, журнал, індикатори)



Інструменти для манікюра 13



Інструменти для педикюра 14



Пакети для стерилізації, великих розмірів 15
(від 200x300 розміру, усіх серій, рулони)

СЕРІЯ Premium Kraft White
 СТЕРИЛІЗАЦІЯ Сухожар/Автоклав
 ІНДИКАТОР IV класу
 МАТЕРІАЛ Крафт-папір (білий)
 КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ 100 шт

РОЗМІРИ



КУПИТИ

100x200

75x150

60x100

50x200

100x250

150x250

100x200

Це стандартний і популярний розмір для професійного використання.

Підходить для стерилізації:

- кусачок для нігтів
- кусачок для кутикули
- пінцетів
- ножиць
- пушерів



50x200

Підходить для стерилізації:
металевих основ для пилок

60x100

Підходить для стерилізації:
маленьких манікюрних фрез



ексклюзивний горизонтальний розмір



Підходить для стерилізації:

- розмістити всі інструменти в металевому контейнері та простерилізувати все одразу, що робить процес зручнішим і ефективнішим.

СЕРІЯ Premium Kraft Brown
 СТЕРИЛІЗАЦІЯ Сухожар/Автоклав
 ІНДИКАТОР IV класу
 МАТЕРІАЛ Крафт-папір (коричневий)
 КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ 100 шт

РОЗМІРИ



КУПИТИ

100x200

75x150

60x100

50x200

100x250

150x250

100x200

Це стандартний і популярний розмір для професійного використання.

Підходить для стерилізації:

- кусачок для нігтів
- кусачок для кутикули
- пінцетів
- ножиць
- пушерів




50x200

Підходить для стерилізації: металевих основ для пилок

60x100

Підходить для стерилізації: маленьких манікюрних фрез



ексклюзивний горизонтальний розмір



Підходить для стерилізації:

- розмістити всі інструменти в металевому контейнері та простерилізувати все одразу, що робить процес зручнішим і ефективнішим.

СЕРІЯ **Combi Premium White**
 СТЕРИЛІЗАЦІЯ Сухожар/Автоклав
 МАТЕРІАЛ Крафт-папір (білий) + прозора плівка
 КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ 100 шт

РОЗМІРИ


-  **КУПИТИ** 100x200 75x150 60x100 50x200 100x250 150x250

100x200

Це стандартний і популярний розмір для професійного використання.

Підходить для стерилізації:

- кусачок для нігтів
- кусачок для кутикули
- пінцетів
- ножиць
- пушерів



60x100

Підходить для стерилізації: маленьких манікюрних фрез

ексклюзивний горизонтальний розмір



50x200

Підходить для стерилізації: металевих основ для пилок



Підходить для стерилізації:

- розмістити всі інструменти в металевому контейнері та простерилізувати все одразу, що робить процес зручнішим і ефективнішим.

СЕРІЯ **Combi Steam**
 СТЕРИЛІЗАЦІЯ Пара
 ІНДИКАТОР IV класу
 МАТЕРІАЛ Крафт-папір білий + блакитна плівка
 КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ 100 шт

РОЗМІРИ



КУПИТИ

100x200

75x150

60x100

50x200

100x250

150x250

100x200

Це стандартний і популярний розмір для професійного використання.

Підходить для стерилізації:

- кусачок для нігтів
- кусачок для кутикули
- пінцетів
- ножиць
- пушерів







50x200

Підходить для стерилізації:
металевих основ для пилок



60x100

Підходить для стерилізації:
маленьких манікюрних фрез



Підходить для стерилізації:

- розмістити всі інструменти в металевому контейнері та простерилізувати все одразу, що робить процес зручнішим і ефективнішим.

СЕРІЯ
 СТЕРИЛІЗАЦІЯ Пара / Етиленоксид
 ІНДИКАТОР I класу
 МАТЕРІАЛ Крафт-папір білий + блакитна плівка
 КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ 200 шт

Combi Steam

РОЗМІРИ

60x110

90x230

140x250



СЕРІЯ
 ІНДИКАТОР IV класу
 СТЕРИЛІЗАЦІЯ Сухожар
 МАТЕРІАЛ Крафт-папір (коричневий)
 КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ 100 шт

Special Edition

РОЗМІРИ

75x150

100x200

60x100



КУПИТИ

Сухожари



ЗАМОВИТИ

Автоклави



стерилізатор повітряний
(сухожар) ГП-10



стерилізатор повітряний
(сухожар) ГП-20



стерилізатор повітряний
(сухожар) ГП-40



стерилізатор повітряний
(сухожар) ГП-80



Стерилізатор паровий
(автоклав) ГК-10



Стерилізатор паровий
(автоклав) ГК-20



Стерилізатор паровий
(автоклав) з вакуумним
сушінням ГК-20

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ

Об'єми:

100 мл / 250 ml / 1 L / 5 L

Для чого:

ProDez – концентрат для дезінфекції, стерилізації, очищення інструментів та поверхонь.

Для кого:

манікюрних майстрів, косметологів, перукарів, медичних та лабораторних установ.

Застосування

- Інструмент манікюрний, перукарський та косметологічний
- Поверхні приміщень, обладнання та меблів
- Лабораторне устаткування
- Вироби медичного призначення (включно з хірургічними та стоматологічними інструментами)

Характеристика

- Дезінфекція та стерилізація
- Антимікробна дія: бактерицидна, туберкулоцидна, віруліцидна, спороцидна, фунгіцидна
- Економне використання – різні концентрації розчину для різних потреб (для дозування засобу використовуйте дозуючу камеру (об'єм камери 30 мл))

Склад:

- Дидецилдиметиламоній хлорид – 10%
- Бензалконій хлорид – 20%
- Допоміжні компоненти

[КУПИТИ](#)



10

АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК



Об'єми: 250 ml / 1 L / 5 L

Застосування

- Гігієнічна обробка рук у побуті та професійній сфері
- Використання у закладах охорони здоров'я, салонах краси, HoReCa
- Для майстрів манікюру, педикюру, перукарів і косметологів
- У громадських місцях та офісах для підтримання належного рівня гігієни

Характеристика

- Ефективна антимікробна дія: бактерицидна, віруліцидна, фунгіцидна
- Швидка дія — забезпечує знезараження за 30–60 секунд
- Не потребує змивання водою
- Містить пом'якшувальні компоненти, які запобігають пересушуванню шкіри
- Економне використання завдяки зручній дозуючій системі

КУПИТИ

ЩОДЕННИК МАЙСТРА/ЖУРНАЛ/ІНДИКАТОРИ

 **ЗАМОВИТИ**



...Й ТИЖДЕНЬ (планування тижня загалом, робочих / особистих справ)

ПН	ПТ	ДАТА	пн	вт	ср	чт	пт	сб	нд
		ЧАС	НАЗ	ТЕЛЕФОН	ПОСЛУГА	ВЕРСИЯ			
ВТ	СБ	К-СТЬ КЛІЄНТІВ		СУМА ЗА ДЕНЬ					
СР	НД	назва набору	реактив стерилізації	стерилізація	індикатор				
ЧТ	ВАЖЛИВО	ПРИМІТКИ (важливі замітки, закупка, навчання...)							

... ЦЕ СУМА МАЛЕНЬКИХ ЗУСИЛЬ, ВІДБІВАЮТЬСЯ КОЖНОГО ДНЯ



ІНСТРУКЦІЯ
щодо застосування «Журналу контролю роботи стерилізаторів повітряного сухожару» виробництва «PRO STERILIO»

Увага! Цей журнал використовується для контролю роботи стерилізаторів повітряного сухожару. Він використовується для контролю роботи стерилізаторів повітряного сухожару. Він використовується для контролю роботи стерилізаторів повітряного сухожару.

Увага! Цей журнал використовується для контролю роботи стерилізаторів парового автоклаву. Він використовується для контролю роботи стерилізаторів парового автоклаву. Він використовується для контролю роботи стерилізаторів парового автоклаву.

Таблиця 1 - Позначення стерилізаторів

№	Назва стерилізатора	Список

Таблиця 2 - Позначення наборів інструменту

№	Назва набору	Опис



ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ МАНІКЮРА



ЗАМОВИТИ

Пилочки

- Основа BANAN
- Основа MAXI
- Основа MINI
- Основа BAF

Матеріал

- нержавіюча медична сталь
- титан

Характеристика

- дві робочих сторони
- для натуральних та штучних нігтів

Змінні файли для основ

- різна грітність
- різні кольори
- товщина: 1 мм та на м'якій підложці 2 мм

Змінні бафи для основ

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПЕДИКЮРА



ЗАМОВИТИ



Podo-Disk

- Діаметр: 10 mm; 15mm; 20 mm; 25 mm

Матеріал

- нержавіюча медична сталь

Характеристика

- нанесення власного гравіювання
- насадка для апаратного манікюра та педикюра

Змінні файли для основ

- різна грітність
- товщина: 1 мм та на м'якій підложці 2 мм
- самоклеюча основа

Змінні бафи для основ



Терка

- наявність рукоядки
- нержавіюча медична сталь
- змінні файли на самоклеючі основі
- нанесення власного гравіювання



САЛОНИ | КЛІНІКИ | МАЙСТРИ

ПАКЕТИ ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ

- Ідеально для медичних закладів та для стерилізації інструментів на підносах.
- Розмір пакета вибирають з урахуванням габаритів виробу, що стерилізується.
- Щоб уникнути розриву швів у процесі стерилізації, пакети не слід заповнювати більш ніж на 3/4 об'єму або довжини пакета.

БЕЗПЕКА



СТЕРИЛІЗАЦІЯ Сухожар/Автоклав
 ІНДИКАТОР IV класу
 МАТЕРІАЛ Крафт-папір (білий)
 КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ 100 ШТ



Premium Kraft White

КУПИТИ

ВЕЛИКІ РОЗМІРИ

100x250




200x300

250x350

300x400

380x450

450x550



СТЕРИЛІЗАЦІЯ Сухожар/Автоклав
ІНДИКАТОР IV класу
МАТЕРІАЛ Крафт-папір (коричневий)
КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ 100 ШТ



Premium Kraft Brown

 КУПИТИ

ВЕЛИКІ РОЗМІРИ

100x250





200x300

250x350

300x400

380x450

450x550



СТЕРИЛІЗАЦІЯ Сухожар/Автоклав
МАТЕРІАЛ Крафт-папір (білий) + прозора плівка
КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ 100 ШТ



Combi Premium White

 КУПИТИ

ВЕЛИКІ РОЗМІРИ

100x250

200x300


250x350

300x400

380x450

450x550

індикатор I класу для стерилізації у автоклаві
індикатор IV класу для стерилізації у сухожарі



СТЕРИЛІЗАЦІЯ Пара
ІНДИКАТОР IV класу
МАТЕРІАЛ Крафт-папір (білий) + блакитна плівка
КІЛЬКІСТЬ В УПАКОВЦІ 100 ШТ



Combi Steam



ВЕЛИКІ РОЗМІРИ

100x250

200x300

250x350

300x400

380x450

450x550



СТЕРИЛІЗАЦІЯ Пара/Етиленоксид
ІНДИКАТОР I класу
МАТЕРІАЛ Крафт-папір (білий) + блакитна плівка




Combi Steam Reels

 **КУПИТИ**

РУЛОНИ

- 50x200
- 75x200
- 100x200
- 150x200
- 200x200
- 250x200
- 300x200






5 ПЕРЕВАГ СПІВПРАЦІ:

1. **Найбільша розмірна лінійка в Україні** пакетів для стерилізації.
2. **Дизайн пакетів під Ваш бренд.**
3. **Індивідуальний розмір** під Ваш запит.
4. **Власне виробництво.**
5. **Європейська сертифікація.**

5 УМОВ СПІВПРАЦІ ВІД НАС:

1. **Знижки** на замовлення від 2 000€ (-15%); від 5 000€ (-30%).
2. **Безкоштовна доставка** від певної кількості упаковок.
3. **Спеціальні умови** для торгуючих організацій.
4. **Безкоштовні зразки** тестових наборів пакетів.
5. **Інформаційна підтримка та фото/відео** матеріали.



<http://PROSTERIL.COM>



Реєструйся,
купуй,
користуйся!

Declaration of conformity No. EU-01
To the Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC

PRO STERIL

Manufacturer	PI KRIVORUCHKO ROMAN
Brand name	PRO STERIL
Address	Vinnytsia, str. K. Vasylenko, building 6A, sq. 44, Ukraine
Manufacturing address	21000, Vinnytsia, str. Keletska, bldg. 117 b, Ukraine
EU Authorized Representative, address	GRONADA LTD Eisisklių ave. 47-312 Vilnius, Lithuania +370 609 52385 / www.pro-steril.eu
SRN	LT-CA01/MDD/1-00048/23 LT-CA01/MDD/1-00044/23 LT-CA01/MDD/1-00045/23 LT-CA01/MDD/1-00046/23 LT-CA01/MDD/1-00047/23
Medical Device	Disposable sterilization pouches (UDI: 482027015SP0012J) Disposable sterilization rolls (UDI: 482027015SR0012Y)
Classification (MDR, VIII, Rule I)	Class I (non-sterile, without measurement function)
Applied Technical Regulation	Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC Annex VIII, Rule 1
GMDN	13735
Date of signing, version:	24 December 2022, Version 1
Declaration of conformity is valid until:	23 December 2027

24 December 2022, Vilnius, LT
(Place and date of issue)

Irena Urbanavičienė Director
First name, second name, position (signature)

Certificate № 246-23
Of conformity

We hereby certify, that the company
PI KRIVORUCHKO ROMAN

Address: 6A, K. Vasylenko Street,
21037, Vinnytsia, Ukraine

Has registered Declaration of Conformity
according to

**To the Regulation (EU) 2017/745 of the
European Parliament and of the
Council of 5. April 2017 on medical
devices.**



In below scope:

Disposable sterilization packaging

The organization has been assessed found to be conforming with the requirements of the stated directive and standard submitted Declaration of conformity

List of models

Dry/Steam
Combi dry
Combi Dry/Steam
Comby Steam
Roll Steam

Registration number

LT-CA01/MDD/1-00048/23
LT-CA01/MDD/1-00044/23
LT-CA01/MDD/1-00045/23
LT-CA01/MDD/1-00046/23
LT-CA01/MDD/1-00047/23

Classification: I class

Authorised by:



Certification Specialist
27 February 2023

Archimed LLC

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Магальська В.В.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 17 » 05 2021 року

Об'єкт експертизи: Матеріали пакувальні для стерилізації

виготовлені у відповідності із - ТУ У 17.2-2790508997-001:2021 «Матеріали пакувальні для стерилізації»

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 17.21.15-30.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для пакування і проведення стерилізації інструменту, термостійких приладів для манікюру, педикюру, косметології та інших сфер з метою збереження їх стерильності при зберіганні та транспортуванні. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна, ФОП Криворучко Роман Васильович, 21037, м. Вінниця, вул. К. Василенка, буд. 6А, кв. 44, тел.: +38 (097) 511 42 85, ПІН 2790508997. Виробнича площа: 21000, м. Вінниця, вул. Келеська, буд. 117б

Заявник експертизи: ФОП Криворучко Роман Васильович, Україна, 21037, м. Вінниця, вул. К. Василенка, буд. 6А, кв. 44, тел.: +38 (097) 511 42 85, ПІН 2790508997

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Матеріали пакувальні для стерилізації відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду - 0,003; ацетальдегіду - 0,01; етилацетату - 0,1; спиртів: метилового - 0,5, бутилового - 0,1, ізобутилового - 0,1; ацетону - 0,35; толуолу - 0,6; бензолу - 0,1; інтенсивність запаху не більше 2 балів відповідно до Гігієнічного регламенту «Гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня 2020 року № 52, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за №156/34439.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
При використанні необхідно дотримуватись інструкції виробника, нормативно-технічної документації.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АКРЕДИТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Бюджетна установа, юридична адреса: вул. А. Жуозапавічюс 9, LT-09311 Вільнюс, тел. (8 5) 261 5177, факс. (8 5) 212 7310, електронна адреса vaspvt@vaspvt.gov.lt, веб-сайт www.vaspvt.gov.lt
Дані збираються та зберігаються в Реєстрі юридичних осіб, код 191352247

ТОВ «Гронада» 28.02.2023 № Д2-2198-(5.25)
Вул. Ейшишкіу 47-312 _ 01.02.2023 № S11-18
LT-02184 Вільнюс 24.02.2023 № DI-854
info@invenio.pro

ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ, ЯКІ ПОСТАЧАЮТЬСЯ НА РИНОК
Повідомляємо, що Державна служба акредитації у сфері охорони здоров'я при МОЗ (далі – Служба акредитації), розглянувши Реєстраційну форму медичних виробів, які пропонуються на ринку № 2 (далі – Форма № 2), подану Вами 01.02.2023 р., подані разом з нею документи, оновлену форму № 2, подану 01.02.2023 р. разом з документами та згідно з описом порядку реєстрації медичних виробів, запропонованих до ринку, затвердженим директором Служби акредитації 23 грудня 2003 р. За наказом № ТІ-159 «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації медичних виробів, що надаються на ринку», п. 22 прийнято рішення про реєстрацію ФОП КРИВОРУЧКО РОМАН з України як виробника медичних виробів:

Назва медичного виробу	Модель	Тип виробництва	Реєстраційний номер	Дата реєстрації
Одноразові пакети для стерилізації	СУХИЙ/ПАРА	Серійний	LT-CA01 / MDD / I-00048/23	27.02.2023
Одноразові пакети для стерилізації	КОМБІ СУХИЙ	Серійний	LT-CA01 / MDD / I-00044/23	27.02.2023
Одноразові пакети для стерилізації	КОМБІ/ СУХИЙ/ ПАРА	Серійний	LT-CA01 / MDD / I-00045/23	27.02.2023
Одноразові пакети для стерилізації	КОМБІ ПАРА	Серійний	LT-CA01 / MDD / I-00046/23	27.02.2023
Одноразові стерилізаційні рулони	ВАЛИК ПАРА	Серійний	LT-CA01 / MDD / I-00047/23	27.02.2023

Звертаємо Вашу увагу на те, що необхідно постійно переглядати та оновлювати технічну документацію, тобто змінювати чинне законодавство, стандарти та норми. У процесі виробництва повинні використовуватися тільки безпечні матеріали та інструменти, що відповідають чинному законодавству та стандартам. Перелік чинних стандартів опубліковано на веб-сайті Департаменту стандартизації Литви <http://www.lsd.lt>.
Директор (підпис) Тадас Жентеліс
В. Грігайтис ; тел.: (8 5) 247 7669; мобільний телефон (8 614) 69 031; електронна адреса: vitas.grigaitis@vaspvt.gov.lt

Сторінка 1/1

Переклад з литовської на англійську відповідно оригіналу.
Переклад здійснено відділом зовнішньоекономічного співробітництва та перекладів Вінницької торгово-промислової палати.
Керівник філії Шевченко І.А.



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Матеріали пакувальні для стерилізації, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 17.2-2790508997-001:2021 «Матеріали пакувальні для стерилізації»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кудіва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії

№ 17/24 від 17 травня 2021 року

(найменування, дата затвердження)



Захаренко М.І.
(підписи та прізвища)